

Empfohlene Drehmomente für Straumann® Prothetik

Produkt		Drehmoment (Ncm)
<ul style="list-style-type: none"> • Abformkappen und Abformpfosten • Verschlusskappen • Einheilkappen • Gingivaformer • Schutzkappen 		handfest
<ul style="list-style-type: none"> • Tertiärteile, verschraubt mit SCS-Okklusalschrauben oder NC/RC Okklusalschrauben • Kappen, verschraubt mit SCS-Okklusalschrauben oder NC/RC Okklusalschrauben 		15 Ncm
<ul style="list-style-type: none"> • Temporäre Sekundärteile 		15 bis 35 Ncm
<ul style="list-style-type: none"> • Definitive Sekundärteile • CARES® CAD/CAM Sekundärteile 		35 Ncm

Die Abbildungen sind beispielhaft.

Die Drehmomente gelten für Tissue Level Implantate (synOcta® oder CrossFit®)- und Bone Level Implantate (CrossFit®)-Originalverbindungen.

Eine Übersicht der empfohlenen Drehmomente für Straumann® Prothetik nach Artikelnummer finden Sie online unter www.straumann.de/verbindungen.